



## Clinicel Fibril

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23007

EAN / GTIN 8023279230079

Confezione 1

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL · Clinicel fibril type · 2,5 x 5,1 cm · 1 x 2 pollici  
Caratteristiche

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Emostasi efficace: in 3-5 minuti
- Sterilizzazione: radiazione gamma
- Periodo di validità: 3 anni

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
23007	2,5 x 5,1 cm	8023279230079	1
23008	5,1 x 10 cm	8023279230086	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
IIICND  
M040501EAN / GTIN  
8023279230079CODICE GEF  
23007

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697