

TRULENE MESH

Polipropilene monofilamento (non tinto)
Rete chirurgica non assorbibile
Monofilament Polypropylene (Undyed)
Non-absorbable Surgical Mesh
Polypropylene monofilament (non teinte)
Filet chirurgical non résorbable
Polypropylen-Monofilament (ungefärbt)
Nicht-resorbierbares chirurgisches Netz

Trulene Non Assorbibile

Dispositivo medico

Classe III

5 varianti

Codice GEF (SKU) 23014

EAN / GTIN 8023279230147

Confezione 1

Rete TRULENE (polipropilene) - non assorbibile Equivalente marchio Ethicon: PROLENE MESH • Dimensioni: 10 x 15 cm Caratteristiche: - non aderente al tessuto e biologicamente inerte - supporto duraturo per lunghi periodi

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23014	10 x 15 cm - trasparente	8023279230147	1
23015	15 x 15 cm - trasparente	8023279230154	1
23016	30 x 30 cm - trasparente	8023279230161	1
23012	6 x 11 cm - trasparente	8023279230123	1
23013	7,6 x 15 cm - trasparente	8023279230130	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
P900202EAN / GTIN
8023279230147CODICE GEF
23014

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697