



Pad Esercitazione Sutura con Rete

Codice GEF (SKU) **23020**

EAN / GTIN **8023279230208**

Confezione **1**

Cuscino simulatore per suture in silicone, con 14 ferite. 3 strati: tessuto cutaneo, sottocutaneo, muscolare (strato di rete supplementare sotto la pelle). Texture morbida simile alla pelle vera. Etichetta e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT. Dimensioni 17,2 x 12 x 1,2 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279230208

CODICE GEF

23020



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697