



## Guaine Igieniche per VeinSpy Ricambio

Codice GEF (SKU) 23451

EAN / GTIN 8903272033788

Confezione 1

Guaine igieniche per VeinSpy™ codice 23450 - monouso - conf. da 50

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8903272033788**

CODICE GEF

**23451**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697