



Misuratore Pressione ihealth Neo Bp5S

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23495

EAN / GTIN 6930251800859

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO iHEALTH NEO BP5s - con display - misuratore pressione sanguigna clinicamente validato - ampio schermo retroilluminato facile da leggere - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto) - rilevazione aritmia - utenti multipli e memorie illimitate

Caratteristiche tecniche Connessione Bluetooth 4.0 Dimensioni 135x55x12 mm Dimensioni schermo 30,4x27,8 mm Circonferenza bracciale 22-42 cm Metodo di misurazione Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici Alimentazione CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V Intervallo Sis 60-260 mmHg ± 3 mmHg Dia 40-199 mmHg ± 3 mmHg Pulsazioni 40-180 bpm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione: Bluetooth 4.0
- Dimensioni: 135x55x12 mm
- Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm
- Circonferenza bracciale: 22-42 cm
- Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
- Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V
- Intervallo:
- Sis: 60-260 mmHg ± 3 mmHg
- Dia: 40-199 mmHg ± 3 mmHg
- Pulsazioni: 40-180 bpm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

6930251800859

CODICE GEF

23495



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697