



Misuratore Pressione iHealth Sense Bp7

Dispositivo medico**Classe II A****Codice GEF (SKU)** 23501**EAN / GTIN** 0855111003095**Confezione** 1

SFIGMOMANOMETRO DA POLSO iHEALTH SENSE BP7 - misuratore pressione sanguigna clinicamente validato - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto) - rilevazione aritmia - sensore della posizione sul polso per misurazioni ottimali - valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Caratteristiche tecniche Connessione Bluetooth 4.0 Dimensioni 72x74x17,6 mm Dimensioni schermo 44x26 mm Circonferenza bracciale 13,5-22 cm Metodo di misurazione Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici Alimentazione CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh Intervallo Sis: 60-260 mmHg Dia 40-199 mmHg Pulsazioni 40-180 bpm Peso 120 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione: Bluetooth 4.0
- Dimensioni: 72x74x17,6 mm
- Dimensioni schermo: 44x26 mm
- Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm
- Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
- Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh
- Intervallo: Sis: 60-260 mmHg
- Dia: 40-199 mmHg
- Pulsazioni: 40-180 bpm
- Peso: 120 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

0855111003095

CODICE GEF

23501



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it