



Bilancia Analisi Ihealth Fit Hs2S Wireless

Codice GEF (SKU) **23503**

EAN / GTIN **0856362005135**

Confezione **1**

Monitoraggio di peso e composizione corporea su iPhone, iPad e smartphone Android. - bilancia leggera e compatta per l'analisi della corporatura - misura peso, IMC (Indice di Massa Corporea), tessuti magri, ossa, muscolatura, massa d'acqua, grasso corporeo, apporto calorico e grasso viscerale - display a LED luminoso - 8 utenti - traccia i dati, i grafici e lo storico dati sulla App iHealth MyVitals Caratteristiche tecniche Connessione Bluetooth 4.0 Dimensioni - peso 306x306x26,6 mm - 1.850 g Alimentazione 4 batterie AAA 1,5 V (include) Intervallo - precisione - peso 5-180 kg - $\pm 1\%$ - grasso corporeo 5%-65% $\pm 1\%$

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione: Bluetooth 4.0
- Dimensioni - peso: 306x306x26,6 mm - 1.850 g
- Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V (include)
- Intervallo - precisione:
- peso 5-180 kg - $\pm 1\%$
- grasso corporeo 5%-65% $\pm 1\%$

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0856362005135

CODICE GEF

23503



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697