



Glucometro iHealth Align BG1

Codice GEF (SKU) 23509

EAN / GTIN 0855111003705

GLUCOMETRO iHEALTH ALIGN - BG1 Economico, di dimensioni molto ridotte, tecnologicamente avanzato e affidabile. Un modo pratico per misurare il livello di glucosio nel sangue e trasmettere i dati su te

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GLUCOMETRO iHEALTH ALIGN - BG1 Economico, di dimensioni molto ridotte, tecnologicamente avanzato e affidabile. Un modo pratico per misurare il livello di glucosio nel sangue e trasmettere i dati su telefono. Fornito con 10 lancette, penna pungidito, 2 batterie al litio CR1620, 10 guaine protettive per smartphone, borsetta. App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabo. Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0855111003705

CODICE GEF

23509



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697