

GEF Medica

Glucometro Ihealth BG5 - Senza Strisce

Codice GEF (SKU) 23514

KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile. - visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless - salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless - imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità - traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice - funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione. Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto. App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabic. Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART
- Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità.
- Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice
- funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
- Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto.
- App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabic.
- Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

CODICE GEF

23514



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it