



Pulsoximetro Wireless iHealth

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23525

EAN / GTIN 0855111003910

Confezione 1

PULSOXIMETRO WIRELESS iHEALTH AIR Il pulsoximetro è un dispositivo affidabile per controllare la saturazione di ossigeno del sangue (SpO₂), la frequenza cardiaca (bpm) e il volume dell'afflusso di sangue (indice di perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito. - misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca dal vostro smartphone o tablet - registra la SpO₂ e la frequenza cardiaca - display LED facile da leggere, indica la SpO₂, la frequenza cardiaca e l'indice di perfusione

Caratteristiche tecniche •
Classificazione alimentato internamente, tipo BF • Display LED •
Alimentazione batteria, 3.7 V Li-ion, 300 mAh • Range di misurazione SpO₂ 70-99%, ± 2% • Range di misurazione frequenza cardiaca 30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2%, il maggiore dei due • Dimensioni 62 x 33 x 28 mm • Spegnimento automatico dopo 8 secondi di non utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classificazione: alimentato internamente, tipo BF
- Display: LED
- Alimentazione: batteria, 3.7 V Li-ion, 300 mAh
- Range di misurazione SpO₂: 70-99%, ± 2%
- Range di misurazione frequenza cardiaca: 30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2%, il maggiore dei due
- Dimensioni: 62 x 33 x 28 mm
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi di non utilizzo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

0855111003910

CODICE GEF

23525



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697