

Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato 50x50 Cm

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23580

EAN / GTIN 8023279235807

Confezione 1

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO Telo 50x50 Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa Made in Italy.

(50x50)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
23580	cm	8023279235807	1
23600	cm (23600)	8031413236009	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279235807

CODICE GEF

23580



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697