

Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato 75x90 Cm

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23582

EAN / GTIN 8023279235821

Confezione 1

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO Telo 75x90 Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa Made in Italy.

(75x90)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
23582	cm	8023279235821	1
23602	cm (23602)	8031413236023	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279235821

CODICE GEF

23582

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697