



# Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato 100x100 Cm

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23583

EAN / GTIN 8023279235838

Confezione 1

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO Telo 100x100 Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
23583	cm	8023279235838	1
23604	cm (23604)	8031413236047	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279235838

CODICE GEF

23583



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697