

Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato

Dispositivo medico

Classe IIa

8 varianti

Codice GEF (SKU) **23584**EAN / GTIN **8023279235845**Confezione **1**

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO Telo 100x150 Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa Made in Italy.

(100x150)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23584	100x150 cm	8023279235845	1
23606	120x150 cm	8031413236061	1
23585	150x150 cm	8023279235852	1
23587	150x240 cm	8023279235876	1
23588	200x200 cm	8023279235883	1
23589	200x250 cm	8023279235890	1
23581	45x75 cm	8023279235814	1
23601	50x75 cm	8031413236016	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279235845

CODICE GEF

23584

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697