



# Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato 150x200 Cm

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23586

EAN / GTIN 8023279235869

Confezione 1

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO Telo 150x200 Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile. Senza gomma naturale o lattice. Classe IIa Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
23586	cm	8023279235869	1
23608	cm (23608)	8031413236085	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T020199

EAN / GTIN

8023279235869

CODICE GEF

23586



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697