

# Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato

Dispositivo medico

Classe I S

6 varianti

Codice GEF (SKU) **23614**EAN / GTIN **8031413236146**Confezione **1**

Telo chirurgico in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m2, con lato adesivo. Confezionato in una busta di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz. Privo di lattice.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23614	100x100 cm - con lato adesivo	8031413236146	1
23618	150x240 cm - con lato adesivo	8031413236184	1
23617	180x200 cm - con lato adesivo	8031413236177	1
23610	50x50 cm - con lato adesivo	8031413236108	1
23611	50x75 cm - con lato adesivo	8031413236115	1
23612	75x90 cm - con lato adesivo	8031413236122	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I S**

CND

**T020102**

EAN / GTIN

**8031413236146**

CODICE GEF

**23614**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697