



Telo Chirurgico in TNT Biaccoppiato

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) 23625

EAN / GTIN 8031413236252

Confezione 1

Telo chirurgico in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m2, con foro adesivo centrale. Confezionato in una busta di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz. Privo di lattice.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23625	100x150 cm con foro 9x18 cm	8031413236252	1
23620	50x75 cm con foro 6x9 cm	8031413236207	1
23622	75x90 cm con foro 6x9 cm	8031413236221	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

T020102

EAN / GTIN

8031413236252

CODICE GEF

23625



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697