



## Telo per Incisione 40x50 Cm Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23628

EAN / GTIN 8023279236286

Confezione 1

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni. Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile. Dimensioni: • A x B = 45 x 50 cm • A x C = 45 x 40 cm

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
23628	sterile	8023279236286	1
23631	sterile (23631)	8031413236313	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T02010101

EAN / GTIN

8023279236286

CODICE GEF

23628



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697