

Telo per Incisione 30x35 Cm Sterile


Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 23630

EAN / GTIN 8031413236306

Confezione 1



Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni. Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile. Dimensioni: • A x B = 30 x 35 cm • A x C = 30 x 25 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T02010101

EAN / GTIN

8031413236306

CODICE GEF

23630



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697