



Telo per Incisione 60x65 Cm Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23632

EAN / GTIN 8031413236320

Confezione 1

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni. Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile. Dimensioni: • A x B = 60 x 65 cm • A x C = 60 x 55 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T02010101

EAN / GTIN

8031413236320

CODICE GEF

23632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697