



Telo Chirurgico Oftalmico TNT

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 23635

EAN / GTIN 8023279236354

Confezione 1

TELO CHIRURGICO OFTALMICO 160 x 160 cm • Sterile • Confezione da 15 pezzi • Foro Ø 10 x 10 cm con film da incisione • Doppia sacca per raccolta liquidi e barretta conformabile

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23635	160x160 cm - sterile	8023279236354	1
23636	160x260 cm - sterile	8023279236361	1
23634	80x100 cm - sterile	8023279236347	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T020102

EAN / GTIN

8023279236354

CODICE GEF

23635



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697