



SET Ginecologico Universale sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **23641**

EAN / GTIN **8031413236412**

Confezione **1**

Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile 1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente 1 Federa di Mayo 80 x 145 cm 1 Telo per ginecologia 290 x 240 cm con foro adesivo, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico 1 Telo 75 x 90 cm 1 Incision-film 35 x 50 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T0202

EAN / GTIN

8031413236412

CODICE GEF

23641



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697