



Set Ortopedico Artroscopia Ginocchio Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23642

EAN / GTIN 8031413236429

Confezione 1

Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile Set 1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente 1 Federa di Mayo 80 x 145 cm 1 Telo 150 x 180 cm standard 1 Telo per artroscopia 230 x 320 cm con foro elastico e sacca raccolta liquidi 1 Stockinette 22 x 75 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T0202

EAN / GTIN

8031413236429

CODICE GEF

23642



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697