



Set Ortopedico Chirurgia Mano Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 23643

EAN / GTIN 8031413236436

Confezione 1

Set per chirurgia della mano in TNT biaccoppiato - sterile 1 Telo tavolo madre 100 x 150 cm con fascia centrale assorbente 1 Telo 100 x 100 cm 2 Salviette asciugamani 35 x 40 cm 1 Telo per chirurgia della mano a "T" 370 x 190 x 290 cm con foro elastico 5 cm e velcri fissacavo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

T0202

EAN / GTIN

8031413236436

CODICE GEF

23643



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697