

# Set Urologia Tur Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23645

EAN / GTIN 8031413236450

Confezione 1

Set urologia per TUR in TNT biaccoppiato - sterile 1 Telo tavolo madre 150 x 200 cm con fascia centrale assorbente 1 Telo urologia per TUR 200 x 280 x 220 cm con foro perineale, foro sovrapubico sacca raccolta liquidi con filtro, adesivo e lacci 1 Guaina copritelecamera 13 x 250 cm 2 Salviette asciugamani 35 x 40 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

T0202

EAN / GTIN

8031413236450

CODICE GEF

23645



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697