



Copertura Tavolo Operatorio Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 23650

EAN / GTIN 8031413236504

Confezione 1

Telo tavolo madre - sterile. Fabbricato in TNT biaccoppiato. Fascia in polipropilene. Dimensioni: 150 x 200 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

T020199

EAN / GTIN

8031413236504

CODICE GEF

23650

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697