



Tasca Adesiva per Strumenti Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 23654

EAN / GTIN 8031413236542

Confezione 1

Tasca adesiva portastrumenti 35 x 42 cm Con 2 scomparti. In polietilene opaco sterile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

T020199

EAN / GTIN

8031413236542

CODICE GEF

23654

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697