



Telo per Telecamera

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **23655**

EAN / GTIN **8031413236559**

Confezione **1**

Guaina copri telecamera 13 x 250 cm in PE trasparente - sterile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

T030102

EAN / GTIN

8031413236559

CODICE GEF

23655



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697