

# Stockinette Gambale

Dispositivo medico

Classe I S

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23659

EAN / GTIN 8023279236590

Confezione 1

STOCKINETTE GAMBALE 25x75 cm - media - sterile - conf. da 60 Per ortopedia e ginecologia Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, CE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23659	25x75 cm - media	8023279236590	1
23660	35x120 cm - grande	8023279236606	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I S**

CND

**T0299**

EAN / GTIN

**8023279236590**

CODICE GEF

**23659**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697