

GEF Medica

Ago Scleroterapia/filler Luer 27G 0,40x12mm - Grigio

Codice GEF (SKU) 23679

AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI • Calibro: 27G (Ø 0,40 mm) • Lunghezza: 12 mm • Colore: grigio • Confezione da 100 pezzi • Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI
- Calibro: 27G (Ø 0,40 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: grigio
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23679

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697