




Ago Scleroterapia/filler Luer 30G 0,30x12mm - Giallo

Codice GEF (SKU) 23680

AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI • Calibro: 30G (Ø 0,30 mm) • Lunghezza: 12 mm • Colore: giallo • Confezione da 100 pezzi • Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI
- Calibro: 30G (Ø 0,30 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23680



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697