



Ago Scleroterapia/filler Luer 31G 0,31 0,26x12mm - Azzurro

Codice GEF (SKU) 23682

AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI • Calibro: 31G (Ø 0,26 mm) • Lunghezza: 12 mm • Colore: azzurro • Confezione da 100 pezzi • Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER - STERILI
- Calibro: 31G (Ø 0,26 mm)
- Lunghezza: 12 mm
- Colore: azzurro
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23682



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697