

GEF Medica

Ago Filler Luer 27G 0,40x40 Mm - Grigio

Codice GEF (SKU) 23686

AGHI FILLER LUER - STERILI • Calibro: 27G (Ø 0,40 mm) • Lunghezza: 40 mm • Colore: grigio • Confezione da 100 pezzi • Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AGHI FILLER LUER - STERILI
- Calibro: 27G (Ø 0,40 mm)
- Lunghezza: 40 mm
- Colore: grigio
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23686

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697