

GEF Medica

## Ago Filler Luer 30G 0,30x40 Mm - Giallo

Codice GEF (SKU) 23688

AGHI FILLER LUER - STERILI • Calibro: 30G (Ø 0,30 mm) • Lunghezza: 40 mm • Colore: giallo • Confezione da 100 pezzi • Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- AGHI FILLER LUER - STERILI
- Calibro: 30G (Ø 0,30 mm)
- Lunghezza: 40 mm
- Colore: giallo
- Confezione da 100 pezzi
- Sterile Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale. Made in Japan.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
23688

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697