



Connettore Multi-iniezione Retto

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **23700**EAN / GTIN **8023279237009**Confezione **1**

CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE • Tipo: lineare •

Connettori: 3 • Taper: Luer I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23700	3 canali	8023279237009	1
23701	5 canali	8023279237016	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A019006

EAN / GTIN

8023279237009

CODICE GEF

23700

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697