



Connettore Multi-iniezione Circolare 5 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 23703

EAN / GTIN 8023279237030

Confezione 1

CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE • Tipo: circolare • Connettori: 5 • Taper: Luer I connettori multiiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A019006

EAN / GTIN

8023279237030

CODICE GEF

23703



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697