



# Ago Cannula BD Venflon PRO Safety Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 23712

EAN / GTIN 30382903932260

Confezione 1

AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY – STERILI • Codice BD: 393226 • Calibro: 18G • Calibro mm: 1,3x32 mm • Colore: verde L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23712	18G – 32 mm	30382903932260	1
23713	20G – 32 mm	30382903932246	1
23714	22G – 25 mm	30382903932222	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010201

EAN / GTIN

30382903932260

CODICE GEF

23712



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697