



Ago Cannula Bd Venflon PRO Safety 20g 32 Mm Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23713

EAN / GTIN 30382903932246

Confezione 1

AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY – STERILI • Codice BD: 393224 • Calibro: 20G • Calibro mm: 1,1x32 mm • Colore: rosa L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010201

EAN / GTIN

30382903932246

CODICE GEF

23713



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697