



Ago Cannula BD Venflon Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 23715

EAN / GTIN 30382903914532

Confezione 1

CATETERI BD VENFLON™ · Codice BD: 391893 · Calibro: 18G ·
Calibro mm: 45 mm (1¾") · Portata: 80 · Colore: verde

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23715	18G – 45 mm	30382903914532	1
23716	20G – 32 mm	30382903914525	1
23717	22G – 25 mm	30382903914518	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010101

EAN / GTIN

30382903914532

CODICE GEF

23715



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697