



Catetere IV Vasofix Safety PUR B. Braun Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) **23733**EAN / GTIN **4046963343668**Confezione **1**

CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI VASOFIX® SAFETY - sterile
Catetere I.V. in PUR, studiato per ridurre al minimo le punture
accidentali. Solo monouso, con porta per iniezione. Ago cannula a due
vie, poliuretano, radiopaco, con valvola di iniezione per
somministrazione intermittente di farmaci, completo di tappo di
chiusura. • VASOFIX® SAFETY PUR • Codice B. Braun: 4269136S-01

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23733	18G – 45 mm	4046963343668	1
23734	20G – 33 mm	4046963343644	1
23738	22G – 25 mm	4046963343620	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010201

EAN / GTIN

4046963343668

CODICE GEF

23733

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697