

# Ago Ipodermico Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

9 varianti

Codice GEF (SKU) 23750

EAN / GTIN 8032764151140

Confezione 1

AGO IPODERMICO STANDARD 18G - STERILE Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. • Misura: 18G - 1,2x38 mm • Colore di riferimento: rosa • Confezione da 100 pezzi

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | CALIBRO · DIMENSIONI | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|----------------------|---------------|------------|
| 23750            | 18G · 1,2x38 mm      | 8032764151140 | 1          |
| 23751            | 19G · 1,1x38 mm      | 8032764151942 | 1          |
| 23753            | 20G · 0,9x38 mm      | 8032764150549 | 1          |
| 23755            | 21G · 0,8x38 mm      | 8032764151027 | 1          |
| 23757            | 22G · 0,7x32 mm      | 8032764151034 | 1          |
| 23758            | 23G · 0,6x25 mm      | 8032764151157 | 1          |
| 23760            | 25G · 0,5x16 mm      | 8032764159351 | 1          |
| 23761            | 26G · 0,45x12,7 mm   | 8032764156268 | 1          |
| 23762            | 27G · 0,4x12,7 mm    | 8032764151003 | 1          |

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**A0101010102**EAN / GTIN  
**8032764151140**CODICE GEF  
**23750**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697