



# AGO IPODERMICO 20G 0,9x38mm sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23753

EAN / GTIN 8032764150549

Confezione 1

AGO IPODERMICO STANDARD 20G - STERILE Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. • Misura: 20G - 0,9x38 mm • Colore di riferimento: giallo • Confezione da 100 pezzi

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
A0101010102EAN / GTIN  
8032764150549CODICE GEF  
23753

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697