



AGO IPODERMICO 22G 0,7x32mm sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23757

EAN / GTIN 8032764151034

Confezione 1

AGO IPODERMICO STANDARD 22G - STERILE Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. • Misura: 22G - 0,7x32 mm • Colore di riferimento: nero • Confezione da 100 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A0101010102EAN / GTIN
8032764151034CODICE GEF
23757

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697