



AGO IPODERMICO 26G 0,45x12,7mm sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23761

EAN / GTIN 8032764156268

Confezione 1

AGO IPODERMICO STANDARD 26G - STERILE Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. • Misura: 26G - 0,45x13 mm • Colore di riferimento: marrone • Confezione da 100 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A0101010102

EAN / GTIN

8032764156268

CODICE GEF

23761

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697