

AGO IPODERMICO 27G 0,4x12,7mm sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **23762**EAN / GTIN **8032764151003**Confezione **1**

AGO IPODERMICO STANDARD 27G - STERILE Ago ipodermico standard, in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. • Misura: 27G - 0,4x13 mm • Colore di riferimento: grigio • Confezione da 100 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A0101010102EAN / GTIN
8032764151003CODICE GEF
23762

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697