



Ago Butterfly Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

6 varianti

Codice GEF (SKU) 23766

EAN / GTIN 8032764150556

Confezione 1

SET INFUSIONE STANDARD 19G - STERILE Set per infusione standard, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili. Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock. • Misura: 19G - 1,1x19 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | CALIBRO | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 23766 | 19G L/L | 8032764150556 | 1 |
| 23767 | 20G L/L | 8032764159429 | 1 |
| 23768 | 21G L/L | 8032764150563 | 1 |
| 23769 | 22G L/L | 8032764154202 | 1 |
| 23770 | 23G L/L | 8032764150570 | 1 |
| 23771 | 25G L/L | 8032764154219 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A02010205EAN / GTIN
8032764150556CODICE GEF
23766

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697