



## Ago Butterfly 20g L/l Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **23767**EAN / GTIN **8032764159429**Confezione **1**

SET INFUSIONE STANDARD 20G - STERILE Set per infusione standard, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore. Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili. Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock. • Misura: 20G - 0,9x19 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**A01010202**EAN / GTIN  
**8032764159429**CODICE GEF  
**23767**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697