



## Ago Ipodermico di Sicurezza Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) **23790**EAN / GTIN **8034055916421**Confezione **1**

AGHI IPODERMICI DI SICUREZZA - STERILI Gamma di aghi ipodermici e set per infusione che assicurano un trauma minimo durante la penetrazione grazie alla tripla affilatura. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificamente per garantire un'iniezione indolore. Aghi in acciaio inox AISI 304 totalmente atossici e apirogeni. • Ago: 18G - 1,2x38 mm • Colore: rosa

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23790	18G — 1,2x38mm	8034055916421	1
23791	19G — 1,1x38mm	8034055916445	1
23793	21G — 0,8x38mm	8034055916483	1
23794	23G — 0,6x25mm	8034055916513	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**A0101010101**

EAN / GTIN

**8034055916421**

CODICE GEF

**23790**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697