



Cuscino per Esercitazione Iniezioni Intramuscolari

Codice GEF (SKU) **23797**

EAN / GTIN **8023279237979**

Confezione **1**

Cuscino per esercitarsi a eseguire iniezioni intramuscolari, dotato di laccetto per il fissaggio intorno all'arto durante l'esercitazione. Per aumentare il realismo dell'operazione, il modulo è suddiviso in cute, strato muscolare e cornice esterna. Superficie in silicone con spugna interna, base in plastica. Dimensioni: 8,5x7,5x3 cm Peso: 0,08 kg Laccetto 18 cm con chiusura velcro

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279237979

CODICE GEF

23797



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697