



Siringa Insulina con Ago Inserito

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **23802**EAN / GTIN **8034055910979**Confezione **1**

Siringa da insulina a residuo zero - ago staccabile - 1 ml - 25G - 0,5x16 mm Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23802	25G	8034055910979	1
23803	27G	8032764150587	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A020102010201EAN / GTIN
8034055910979CODICE GEF
23802

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697